



ANEXO Nº I/2026/IQUEGO/GGQ-18794

Anexo I – Produtos Prospectados

Kits de detecção (qPCR / RT-qPCR)

Alvos	Amostras (exemplos)	Canais / Controle	Apresentação	Armazenamento
HPV16, HPV18 e outros 12 tipos HR (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)	Swab vaginal, meio líquido para citologia, urina, esfregaço genital e outros	FAM (HPV16), Cy5 (HPV18), ROX (HPVHR), HEX (RNase P)	100 reações	-20°C
Chlamydia trachomatis (CT) e Neisseria gonorrhoeae (NG)	Swab vaginal/anal, meio líquido para citologia, urina e esfregaço genital	FAM (CT), Cy5 (NG), HEX (RNase P)	100 reações	-20°C
SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B	Swab nasofaríngeo e lavado broncoalveolar	FAM (SARS-CoV-2), Cy5 (FLUA), ROX (FLUB), HEX (RNase P)	100 reações	-20°C
Dengue (DENV), Chikungunya (CHIK), Zika (ZIKV)	Sangue total, soro ou plasma	FAM (DENV), Cy5 (CHIK), ROX (ZIKV), HEX (RNase P)	100 reações	-20°C

Kits de extração (DNA/RNA)

Finalidade / Diferencial	Amostras (exemplos)	Apresentações	Armazenamento
Preparação rápida de material genético amplificável (DNA/RNA) com remoção de interferentes	Swab nasal, sangue total, plasma, saliva e outras matrizes	75 reações (5 tubos); 150 reações (10 tubos)	2 a 8°C
Versão para amostras difíceis/inibitórias; inclui etapa enzimática e protocolos para matrizes complexas	Inclui protocolos para fezes, cabelo com bulbo, unha, tecidos;	75 e 150 reações	2 a 8°C

	também swab seco		
--	------------------	--	--

Kits de extração por beads magnéticas (DNA/RNA)

Tecnologia	Amostras (exemplos)	Apresentação	Compatibilidade	Armazenamento / validade
Extração/purificação de DNA/RNA por beads magnéticas (placas + pentes)	Sangue total, soro, plasma, solução de imersão de swab e outras	32 extrações/kit (2 placas; 5 pentes 8-strips)	BIGFISH Nutraction BFEX-16 / BFEX-32	15–25°C; 12 meses (kit). Eluído: -20°C

Kit de coleta com cápsula preservante/dessecante

Finalidade	Coletas suportadas	Componentes	Transporte/armazenamento	Validade
Coleta de amostras para encaminhamento ao laboratório	Nasofaríngeo, mucosa oral, vaginal ou anal (swab)	Swab estéril + tubo 5 mL com tampa rosca + cápsula dessecante/preservante	Temperatura ambiente após coleta (conforme IFU)	2 anos

GOIANIA, aos 14 dias do mês de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR, Gerente**, em 14/04/2026, às 14:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO, Assessor**, em 14/04/2026, às 14:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO RODRIGUES RIBEIRO, Assessor (a)**, em 14/04/2026, às 14:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA, Assessor (a)**, em 14/04/2026, às 15:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **NAARA DUARTE DE FARIA DANTAS, Coordenador (a)**, em 14/04/2026, às 16:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO, Assessor (a)**, em 15/04/2026, às 07:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **89036071** e o código CRC **4E1B959B**.



Referência: Processo nº 202600055000130



SEI 89036071