

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUADT/Laboratório

Identificação: POP 006

Assunto: Rotina para coleta de exames de sangue e transporte para laboratório de apoio CientíficaLab

Versão: 01

Folha Nº: 1/4

1. OBJETIVO

Estabelecer rotina para coleta de exames de sangue no Pronto Socorro, Internação e UTI e encaminhar para o laboratório de apoio CientíficaLab, localizado no Hospital CRER (Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo).

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Verificar solicitação de exames no sistema MV Apoio.	Técnicos de Laboratório
2	Entrar em MV Apoio – Diagnóstico e Terapia – Laboratório de Análises Clínicas – Coleta – Lista de pedido de exames a espera para coleta de materiais – Selecionar pedido – Imprimir etiquetas e pedido.	Técnicos de Laboratório
3	Preparar todo o material para a coleta: Etiquetar tubos e colher de acordo com os exames solicitados seguindo a seguinte ordem: 1. Frascos de hemoculturas; 2. Tubo citrato (tampa azul); 3. Tubo metais com Ativador de Coágulo; 4. Tubo Ativador de coágulo sem Gel; 5. Tubo soro Gel Separador (Tampa vermelha); 6. Tubo soro Gel Separador Âmbar; 7. Tubo metais com aditivo; 8. Tubo com heparina (tampa verde); 9. Tubo EDTA (tampa roxa); 10. Tubo PPT (EDTA com gel Separador); 11. Tubo ACD; 12. Tubo fluoreto (Tampa cinza); 13. Seringa heparinizada p/ Gasometria; Obs: Homogeneizar os tubos de 5 a 8 vezes por inversão.	Técnicos de Laboratório

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUADT/Laboratório

Identificação: POP 006

Assunto: Rotina para coleta de exames de sangue e transporte para laboratório de apoio CientíficaLab

Versão: 01

Folha Nº: 2/4

4	<p>Higienizar as mãos; Garrotear o braço, avaliar acesso; Soltar o garrote; Calçar as luvas de procedimento; Realizar antisepsia em sentido único de baixo para cima; Garrotear; Realizar punção; Soltar o garrote e aspirar o volume necessário; Comprimir de 2 a 3 minutos; Realizar descarte; Transferir o material da seringa para o tubo deixando escorrer pela parede; Colocar o curativo.</p> <p>Obs: higienizar as mãos antes e após o procedimento.</p> <p>Para prevenção de hematomas, orientar paciente que não dobre o membro por 15 minutos e em caso de coleta arterial, comprimir bem e prender com fita isolante para evitar extravasamento de sangue.</p>	Técnicos de Laboratório
5	Colocar o material colhido em saco plástico; um saco por pedido e tubos.	Técnicos de Laboratório
6	<p>Horário de coleta seguirá horário específico de cada setor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emergência: coleta imediata • Internação semi-crítica e Unidades Críticas: coleta solicitada como URGÊNCIA deverá ser realizado de imediato e coleta solicitada como ROTINA deverá ser realizado em horário estabelecido pelo setor. 	Técnicos de Laboratório
6	Anotar todos os pedidos colhidos e enviados para o laboratório de apoio Científica-Lab em caderno ata.	Técnicos de Laboratório
7	Motorista ficará a posto no HCAMP. Caso não esteja, acionar motorista para encaminhar o material para o laboratório de apoio, Científica-Lab.	Técnicos de Laboratório

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUADT/Laboratório

Identificação: POP 006

Assunto: Rotina para coleta de exames de sangue e transporte para laboratório de apoio CientíficaLab

Versão: 01

Folha Nº: 3/4

Horário de saída do motorista do Hospital de Campanha para o laboratório de apoio será realizado de acordo com a demanda. Não haverá horário fixo.

Obs: O transporte da amostra biológica será efetuada em caixa térmica contendo gelox garantindo a temperatura de 2 °C a 8 °C.

3. SIGLAS

- Não aplicável.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Não aplicável.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado para uso:

**Sistema de Gestão da Qualidade
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP**



Setor: SUADT/Laboratório

Identificação: POP 006

Assunto: Rotina para coleta de exames de sangue e transporte para laboratório de apoio CientíficaLab

Versão: 01

Folha Nº: 4/4

Kely Tiemi Matsunaga

15/05/2020

Murichaine Francine Marques
Anamar Ferreira Rosa

Guillermo Socrates

20/08/2020
Data